

Onnittelut uudesta insuliinipumppu-järjestelmästäsi

Tandem Mobi -järjestelmä

Pumppualoitukseen voi sisältyä paljon uutta tietoa, joten suosittelemme lämpimästi valmistautumaan tutustumalla Tandem Mobi -järjestelmään kotisivuillamme, suorittamalla verkkokoulutuksemme QR-koodin kautta sekä katsomalla suosittelemamme koulutusvideot tai klikkaamalla [tästä](#).



HUOM!

Tandem Mobi -mobiilisovellus edellyttää yhteensopivaa iPhonea ja yhteensopivaa käyttöjärjestelmää. Ennen kuin aloitat, tarkista, että laitteesi on yhteensopiva. Lapsella on oltava oma iPhone, joka on yhdistetty Tandem Mobi -mobiilisovellukseen.



[Digitaalinen linkki](#)



Ota nämä mukaan pumpun aloitukseen

Pumpun aloitukseen tarvitset mukaasi kaikki hoidossasi käytettävät tuotteet:

- Tandem Mobi -insuliinipumppu
- Infuusiosetti
- Säiliölaatikko
- Insuliini
- Tandem Mobi -latausalusta ja USB-kaapeli
- Ladattu matkapuhelin
- Dexcom G7 CGM -sensori
- Tarvikelaatikko (itseliimautuva tarratasku, pumpun suojakuori ja verkkovirtasovitin)



- » Jos käytät jo insuliinipumppua, kirjoita nykyiset pumppuasetuksesi muistiin (perusinsuliinin annostus, hiilihydraattisuhde, korjaukserroin, tavoiteveren-sokeri ja elimistössä oleva insuliini).

Saat yleensä tuotteet etukäteen, mutta on myös mahdollista, että saat ne klinikalta pumpun aloituksen yhteydessä. Jos olet epävarma tai haluat tilata lisää tarvikkeita, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Skannaa QR-koodi avataksesi maksuttoman **Tandem Mobi -simulaattorin**. Tutustu uuden insuliinipumppusi toimintoihin jo ennen pumppuhoidon aloitusta tai anna läheisesi tutustua pumppuun. Voit vaihtaa kielen ja yksiköksi mmol/l yläreunassa olevasta oranssista kentästä.



Tärkeitä valmistelut

Tärkeää, jos vaihdat Tandem t:slim X2 -insuliinipumpusta Tandem Mobi -järjestelmään!

- 1. Lataa Tandem Mobi -mobiilisovellus** App Storesta. 
- 2. Avaa sovellus ja kirjaudu sisään nykyiselle Tandem Source -tilillesi** nykyisellä sähköpostiosoitteellasi ja salasannallasi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voit luoda sen suoraan sovelluksessa. Kun olet kirjautunut sisään, pumpun tiedot latautuvat automaattisesti pilvipalveluun. Voit myös halutessasi jakaa pumpputietosi diabetesklinikkasi kanssa, mikä helpottaa hoidon seurantaa ja tukemista. Jos klinikkasi käyttää Glookoa, sinun tulee ensin yhdistää Tandem Source -tilisi Glookoon. Tämän jälkeen pumppusi tiedot siirtyvät automaattisesti pilvipalvelun kautta Glookoon. Lisätietoja löydät kääntöpuolelta.
- 3. Tärkeää ennen siirtymistä Tandem t:slim X2 -insuliinipumpusta Tandem Mobi -järjestelmään!** Jos käytät Tandem t:slim -mobiilisovellusta yhdessä Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun kanssa, sinun tulee poistaa kyseinen sovellus ennen kuin voit ladata ja asentaa Tandem Mobi -mobiilisovelluksen samaan puhelimeen.

Yhdistä Tandem Source -tilisi Glookoon

Skannaa vieressä oleva QR-koodi nähdäksesi ohjeet Tandem Source -tilisi yhdistämisestä Glookoon. Näin klinikkasi voi nähdä tietosi, vaikka se ei käyttäisi Tandem Sourcea.



Hyvä tietää

Jos haluat nähdä glukoosiarvosi älykellossasi, voit käyttää **Sugarmate by Tandem -sovellusta** tai **Dexcom-sovellusta**. Glukoosiarvosi näkyvät myös älypuhelimesi sovelluksessa. Jos huoltaja tai läheinen haluaa seurata glukoosiarvojasi, hän voi tehdä sen omalla puhelimellaan Sugarmate- tai Dexcom Follow -sovelluksen avulla.

Opettele käyttämään hoitovälineitäsi

Rubin Medicalin kotisivujen [Koulutus ja tietomateriaali -osioista](#) löydät materiaalia, kuten insuliinipumppujärjestelmäsi **pikaoppaita** sekä ohjeita ja videoita käytön aloittamiseen.



Olemme täällä sinua varten

Me Rubin Medicalilla haluamme aina varmistaa, että tunnet olosi turvalliseksi ja olet tyytyväinen insuliinipumppujärjestelmääsi.

Kotisivuiltamme löydät vastauksia tuotteitamme koskeviin yleisimpiin kysymyksiin, käyttäjätarinoita, vinkkejä ja tietoa tyypin 1 diabeteksestä. Voit myös tehdä **Dexcom-sensoreita koskevan reklamaatiopyynnön digitaalisesti**.

Jos jokin asia mietityttää, voit soittaa tekniseen tukeemme tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen **support@rubinmedical.fi**.

Voit luonnollisesti olla edelleen yhteydessä tekniseen pumpputukeemme ympäri vuorokauden.

Jos tarvitset tukea Sugarmate-sovelluksen käyttöön, ota yhteyttä Sugarmaten asiakastukeen osoitteessa **sugarmatesupport@sugarmate.io**.



Saat uusimmat uutiset liittymällä yhteisöömme:

facebook.com/rubinmedicalsuomi
instagram.com/rubinmedicalsuomi

Tekninen tuki ja asiakaspalvelu arkisin klo 8.00–16.00:
03 422 1150

Tekninen pumpputuki muina aikoina:
03 422 1150

www.rubinmedical.fi



Tärkeää turvallisuustietoa: www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandemin logot, Control-IQ+, t:slim X2, t:slim, Tandem Source ja Tandem Mobi ovat Tandem Diabetes Care, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Dexcom, Dexcom G7 sekä kaikki niihin liittyvät logot ja graafiset symbolit ovat Dexcom, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iOS on Ciscon Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki, jota käytetään lisenssillä. Kaikki muut kolmansien osapuolten tavaramerkit kuuluvat niiden omistajilleen.

Tandem Mobi-, Tandem t:slim X2 -insuliinipumput ja Tandem t:slim- ja Tandem Mobi -mobiilisovellukset ovat CE-merkittyjä lääkekäyttöön tarkoitettuja laitteita. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. tandemdiabetes.com. Dexcom G7 CGM on CE-merkitty lääkekäyttöön tarkoitettu laite. CE 2797. Valmistaja: Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121, USA. www.dexcom.com.