



## VAIHE 5

- › Tarkista, että KAIKKI aikajaksot on ohjelmoitu oikein, kronologisessa järjestyksessä ja että kaikki asetukset on siirretty.
- › Ohjelmoi KAIKKI asetukset alla olevan taulukon mukaisesti Tandem t:slim X2™-pumppuusi. Varmista, että kokonaisbasaalimäärä on oikein.

## VAIHE 6

CGM-ASETUKSET	
<input type="checkbox"/>	Korkean hälytys: toisto _____ min
<input type="checkbox"/>	Matalan hälytys: toisto _____ min
<input type="checkbox"/>	Nousunopeus: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Laskunopeus: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Kantaman ulkopuolella: _____ min
	Äänenvoimakkuus: <input type="checkbox"/> Värinä <input type="checkbox"/> Matala <input type="checkbox"/> Keskitaso <input type="checkbox"/> Korkea

**Huomio:** Kun käytetään Control-IQ™-teknologiaa, kiinteitä varoituksia on CGM-varoituksen lisäksi Korkea ja Matala. "Varoitus Control-IQ Korkea" ja "Varoitus Control-IQ Matala" eivät ole poistettavissa.

## VAIHE 7

ALGORITMI
Control-IQ™-teknologia: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ <input type="checkbox"/> POIS PÄÄLTÄ
Paino:
Kokonaisvuorokausiannos (insuliinia):