

Turvataarkastus ja insuliinipumppujärjestelmä Tandem t:slim X2 ja Dexcom CGM

Kun matkustat insuliinipumppujärjestelmäsi kanssa, on hyvä varautua lentokentän turvatarkastukseen:

- Ilmoita turvatarkastajalle, että käytät Tandem t:slim X2™ -insuliinipumppua ja Dexcom-sensoria.
- Älä altista insuliinipumppujärjestelmää käsimatkatavaroiden ja kirjattavien matkatavaroiden läpivalaisuun käytettävää röntgenjärjestelmään.
- Insuliinipumppua ja sensoria voi käyttää, kun kulkee tavallisen metallinpaljastimen läpi.
- Lentokenttien turvatarkastuksissa käytettävät kokovartaloskannerit käyttävät eräänlaista röntgensäteilyä, eikä järjestelmäsi saisi altistua niille. Pyydä insuliinipumppusi ja sensorisi manuaalista tarkastusta.
- Muista pitää käsimatkatavaroissa mukana lääkärintodistukset ja ylimääräiset kulutustarvikkeet sujuvan ja turvallisen matkan varmistamiseksi.

Onko turvallista lentää lentokoneella Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun kanssa?

Kyllä, Tandem t:slim X2™ -insuliinipumppu on testattu kaupallisten lentoyhtiöiden turvallista käyttöä varten, ja se täyttää kaikki lentokoneessa käyttöä koskevat vaatimukset¹. Tandem t:slim X2 annostelee insuliinia Micro-Delivery™-teknologian avulla, jonka ansiosta muuttuvat ilmanpaineolosuhteet eivät vaikuta insuliinin annosteluun. Micro-Delivery-teknologia vähentää insuliinin tahattoman annostelun riskiä ja mahdollistaa erittäin tarkat insuliiniannokset.



Skannaa QR-koodi ja lataa lomake, jonka voit näyttää lentoaseman henkilökunnalle, jos heillä on kysyttävää hoitovälineistäsi.

¹ Horn KJ, Hoffman JA. Insulin Delivery Pumps for Human Spaceflight: Steps Toward an Accessible Space Future. Wilderness Environ Med. 2025 Jan 17;10806032241304439. doi: 10.1177/10806032241304439

Tämä tuote ei ehkä sovi sinulle. Lue ja noudata aina käyttöohjeen ohjeita. Tandem t:slim X2 -insuliinipumppu on tarkoitettu käytettäväksi tyypin 1 diabetesta sairastaville henkilöille 6 vuoden iästä alkaen. Käy osoitteessa tandemdiabetes.com/safetyinfo saadaksesi lisää tärkeitä turvallisuustietoja.

Uusimmat uutiset saat seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa:

facebook.com/rubinmedicalsuomi
instagram.com/rubinmedicalsuomi

Asiakaspalvelu arkisin klo 08.00-16.00: **03 422 1150**
Pumpun tekninen tuki muina aikoina: **03 422 1150**

www.rubinmedical.fi

© 2025 Rubin Medical Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care on rekisteröity tavaramerkki ja t:slim X2™ ja Micro-Delivery™ ovat Tandem Diabetes Care Inc:n tavaramerkkejä. Dexcom on Dexcom Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.